

Instrucciones de instalación del software de control de instrumentos Orbitrap Astral Series 1.1

Guía de instalación

Table of Contents

1. Instrucciones de instalación del software de control de instrumentos Thermo Scientific Orbitrap Astral Series 1.1

1.1. Requisitos del sistema

1.2. Instalación

1.2.1. Software de instrumentos

1.2.2. Editor de métodos independiente

1.3. Marcas comerciales

Instrucciones de instalación del software de control de instrumentos Thermo Scientific Orbitrap Astral Series 1.1

Este documento describe las instrucciones de instalación del software de control de instrumentos Thermo Scientific™ Orbitrap™ Astral™ Series, versión 1.1. Estas instrucciones están destinadas a los siguientes espectrómetros de masas:

Espectrómetro de masas Thermo Scientific Orbitrap Astral

NOTA

Para instalar el software de Thermo Scientific, debe tener privilegios de administrador local en el ordenador del sistema de datos.

1.1 Requisitos del sistema

Las configuraciones mínimas de hardware y software necesarias para el funcionamiento del software de control de instrumentos Orbitrap Astral Series 1.1 son las siguientes:

Sistema	Requisitos
ordenador personal	Procesador Intel™ de cuatro núcleos a 3,0 GHz 32 GB de RAM Disco duro SSD de 512 GB Unidad de DVD-ROM Resolución de pantalla del monitor: 1920 × 1080 Dos tarjetas de interfaz de red (NIC), 1000 Mbit/s
Software	Microsoft™ Windows™ 10 Enterprise 2021 LTSC Thermo Scientific™ Xcalibur™ 4.7

Tenga en cuenta que el software de control de instrumentos Orbitrap Astral Series 1.1 solo se probó con la configuración proporcionada.

1.2 Instalación

Esta sección describe la instalación del software completo del instrumento y del editor de métodos independiente.

1.2.1 Software de instrumentos

Para instalar el software del instrumento

Procedimiento

1. En la ventana de Afinación, ponga el instrumento en modo de espera.
2. Cierre todas las aplicaciones de Xcalibur™ y finalice Tune.
3. Descargue la imagen ISO del software de control de instrumentos Orbitrap Astral Series 1.1 desde el sitio de distribución de software de Flexera™, <https://thermo.flexnetoperations.com/> :
 - a. En el Explorador de Windows, navegue hasta “AstralSeries1.1.iso”.
 - b. Haz clic con el botón derecho en el archivo y elige Montar en el menú contextual.
4. Compruebe si es necesario desinstalar paquetes de software obsoletos antes de la instalación.
5. Para iniciar el programa OrbitrapAstralFullSetup, haga doble clic en OrbitrapAstralFullSetup.exe desde la imagen ISO montada.
6. Una vez finalizada la instalación del software, expulse la imagen ISO montada.
7. Abre Orbitrap Astral Tune. El instrumento se está inicializando y pasa al estado global Normal (icono verde en la esquina superior derecha).

NOTA

Si el instrumento no responde al programa de control Orbitrap Astral Tune en el ordenador del sistema (alertas de error rojas), realice un reinicio del sistema. El botón de reinicio se encuentra en el panel de control, en la parte inferior derecha del instrumento.

1.2.2 Editor de métodos independiente

Para instalar el editor de métodos independiente (Estación de trabajo)

Procedimiento

1. Monta la imagen ISO de Flexera.
2. Para iniciar el programa OrbitrapAstralWorkstationSetup, haga doble clic en OrbitrapAstralWorkstationSetup.exe desde la imagen ISO montada.

1.3 Marcas comerciales

Flexera Software is a trademark of Flexera Software, Inc. Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries. Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation.

All other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.