

BIOne 1250

Controlador de bioprocesos de alto desempeño y fácil uso



Descripción

El controlador de bioprocesos BIOne 1250, disponible en configuraciones simple y dual, combina funciones de control con una interfaz intuitiva para cultivo celular, procesos libres de células y fermentación microbiana. Controla agitación, temperatura, pH y oxígeno disuelto, y puede integrar tecnologías analíticas de proceso para monitoreo en tiempo real, optimización basada en datos y escalabilidad.

Aspectos documentados

- Admite procesos batch, fed-batch y perfusión con biorreactores autoclavables o de un solo uso.
- Incluye acceso abierto, lazos de control desbloqueados, PID configurables, visualización en cascada y recetas configurables.
- El software BIOne sin suscripción se entrega precargado con control, tendencias de datos, recetas configurables y automatización.

Especificaciones técnicas

Valores traducidos desde la ficha técnica fuente proporcionada.

Interfaz de biorreactor	Pantalla táctil capacitiva de 12,1 pulgadas (30 cm).
Acceso remoto	Visualización y control remotos con licencia OPC opcional.
Almacenamiento de datos	Más de 30 días de almacenamiento local y tendencias.
Volumen de trabajo: vidrio autoclavable	0,75 a 10 L.
Volumen de trabajo: un solo uso	0,9 a 10 L.
Tipo de agitación	Accionamiento magnético.
Rango de agitación	Vidrio autoclavable/SUF: 15 a 1250 rpm hasta 5 L; 15 a 900 rpm en 10 L. Biorreactor de un solo uso: 15 a 450 rpm.
Control de gas	Hasta 5 controladores de flujo másico configurables o rotámetros por lado.
Control de temperatura	Vidrio autoclavable: 4 °C con enfriador a 80 °C. Un solo uso: 4 °C con enfriador a 60 °C.
Resolución de temperatura	0,1 °C.
Medición y control de oxígeno disuelto	Medición analógica u óptica; control de 0 a 200 %.
Medición y control de pH	Medición analógica u óptica; control de pH 2 a 12.
Medición y control redox	Medición analógica; control de -2000 a +2000 mV.
Bombas	4 bombas de velocidad variable por lado. Rango de tubing: 0,8 a 6,4 mm de diámetro interno.

Información de operación

Diseño compatible

Opera biorreactores de banco de tanque agitado, incluidos modelos autoclavables y de un solo uso de Distek de 2, 5 y 10 L, además de sistemas de terceros. Los kits de conversión documentados permiten una integración rápida en el laboratorio.

Interfaz y datos

La interfaz táctil permite inspeccionar ejecuciones, automatizar alimentaciones temporizadas y cambios de setpoint, registrar eventos y comparar dos ejecuciones. La ficha describe el monitoreo de tendencias de hasta ocho parámetros simultáneos.

E/S adicional

La E/S adicional incorpora 4 entradas analógicas, 4 salidas analógicas, 2 entradas digitales y 2 salidas digitales para integrar tecnologías analíticas de proceso.

Nota: la configuración final de recipientes, sensores, control de gas y acceso OPC debe definirse de acuerdo con el proceso del laboratorio.