

Eclipse 5300

Muestreador automatizado para ensayos de disolución

El muestreador automatizado Eclipse 5300 realiza muestreo rápido y preciso mediante bombas de jeringa. Al eliminar válvulas y bombas rotativas y optimizar el recorrido de la muestra con un volumen interno mínimo de 4,5 mL, aumenta la confiabilidad y minimiza el arrastre de muestra.



Características documentadas

Muestreo rápido y preciso Las bombas de jeringa de precisión y el recorrido reducido permiten recolectar puntos de tiempo con alta precisión. El manejo de fluidos se asemeja al muestreo manual.	Sin válvulas ni bombas rotativas La eliminación de estos componentes y el recorrido interno de 4,5 mL reducen fuentes comunes de arrastre de muestra.
Dos baños Puede añadirse un muestreador secundario de menor costo para muestrear dos baños y ejecutar métodos de disolución idénticos o independientes.	Reciclaje y reemplazo de medio Permite devolver medio no utilizado y reemplazar el volumen de muestra recolectado para facilitar los cálculos de disolución.
Pantalla y filtro Pantalla táctil a color con interfaz por iconos. El cambiador de filtros integrado opcional usa filtros de jeringa certificados por Distek, de 25 mm, con membrana y tamaño de poro compatibles con los filtros del laboratorio.	

Notas

* Más de 12 puntos de tiempo requiere un cambio de gradilla.

Especificaciones

PARÁMETRO	ESPECIFICACIÓN
Capacidad de tubos	Tubos de ensayo de vidrio de 15 mL.
Capacidad de viales	2 mL.
Máximo de juegos de muestras	192 muestras (8 × 12): tubos de ensayo de 16 × 100 mm por gradilla × 2 gradillas*.
Máximo de puntos de tiempo	24*.
Almacenamiento interno de métodos	100.
Gestión de usuarios	Hasta 50 usuarios con niveles de acceso Gerente, Avanzado y Usuario.
Trazabilidad	Registra e informa cambios de métodos.
Volumen de muestra	0,5 a 15 mL.
Rango de caudal	8 a 50 mL/min.
Recorrido total de muestra	4,5 mL de volumen interno.
Precisión volumétrica	± 0,15 mL.
Tubería	Teflón (DI 1/16 pulg. × DE 1/8 pulg.).
Pantalla	Pantalla táctil a color de 5,7 pulg.
Puertos de interfaz	2 USB (uno frontal), Ethernet y 3 RS-232.
Dimensiones	Estándar: 41 × 57 × 60 cm. Con cambiador de filtros: 57 × 67 × 60 cm.
Peso	Estándar: 31 kg. Con cambiador de filtros: 36,6 kg.
Alimentación eléctrica	100–120 VAC, 50/60 Hz, 2 A; o 200–240 VAC, 50/60 Hz, 1 A. El voltaje se preajusta de fábrica.
Control de instrumentos de disolución	Distek Model 2500 / 2500 RTD / 2500 Select, Evolution 6100 / 6300 y symphony 7100.